


Anticorps Polyclonal Anti-Pdcd5 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O14737

Numéro d'article: CM0024919



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la PDCD5 humaine (TFAR19). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec une large réactivité inter-espèces (homme, souris, rat). Il soutient les études sur l'apoptose et la réponse aux dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PDCD5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	TFAR19; PDCD5
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9141
GeneID	9141
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 125 de la PDCD5 humaine (NP_004699.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14737
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace