

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pdcd7 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N8D1

Numéro d'article: CM0003913



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant le PDCD7 humain. Validé pour le western blot, l'IHC-P et l'ELISA ; détecte le PDCD7 dans des échantillons humains, murins et de rat. À utiliser dans la recherche sur l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PDCD7 Rabbit mAb
Remarques/Alias	59K, ES18, HES18, PDCD7
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	10081
Identifiant du gène	10081
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du PDCD7 humain (Q8N8D1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N8D1
Poids moléculaire de la protéine	55kDa
Expédition	Sac de glace