


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Pde10A Pour Wb, Elisa - Q9Y233

Numéro d'article: CM0004398



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant le PDE10A humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Le PDE10A régule la signalisation cAMP/cGMP, est fortement exprimé dans le striatum. Idéal pour la recherche en neurosciences et en transduction de signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PDE10A Lapin mAb
Remarques/Alias	ADSD2; IOLOD; HSPDE10A; PDE10A19; LINC00473; PDE10A
Espèce	Humain
ID de Gène	10846
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 439-779 du PDE10A humain (NP_006652.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9Y233
Poids Protéique	88kDa
Expédition	Sac de glace