


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pde12 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q6L8Q7

Numéro d'article: CM0020454



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PDE12 humain (phosphodiesterase 2',5' 12) pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec la souris et le rat. Convient pour l'étude de la régulation du système antiviral 2-5A.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Spécification                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit      | PDE12 Lapin pAb                                                                                                                |
| Remarques/Alias     | 2-PDE; 2'-PDE; PDE12                                                                                                           |
| Espèce              | Humain                                                                                                                         |
| ID de Gène (Humain) | 201626                                                                                                                         |
| ID de Gène          | 201626                                                                                                                         |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 17-300 du PDE12 humain (NP_001309106.1) |
| Source              | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie           | Anticorps Polyclonaux                                                                                                          |
| Application         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                              |
| Réactivité Croisée  | Souris, Rat                                                                                                                    |
| SWISS               | Q6L8Q7                                                                                                                         |
| Poids Protéique     | 67kDa                                                                                                                          |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                                   |