

Anticorps Polyclonal Anti-Pde1A Pour Wb Et Elisa - P54750

Numéro d'article: CM0013188

Introduction

PDE1A Rabbit pAb est un anticorps polyclonal validé pour WB et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Il cible la phosphodiesterase 1A dépendante du calcium/calmoduline, un régulateur clé de la signalisation des nucléotides cycliques. Idéal pour la recherche cardiovasculaire et neurologique.

[En savoir plus](#)

Nom du produit	PDE1A Rabbit pAb
Remarques / Alias	HCAM1; HCAM-1; HSPDE1A; CAM-PDE 1A; CAM-PDE-1A; PDE1A
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	5136
Identifiant de gène	5136
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 446-545 de la PDE1A humaine (NP_005010.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P54750
Poids de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac de glace