


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pde1B Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q01064

Numéro d'article: CM0022371



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la PDE1B humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte la PDE1B humaine, de souris et de rat, ce qui le rend idéal pour la recherche sur la signalisation cAMP/cGMP.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PDE1B Rabbit pAb
Remarques / Alias	PDE1B1; PDES1B; HEL-S-79p; PDE1B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5153
GeneID	5153
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 190-536 de la PDE1B humaine (NP_000915.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q01064
Poids de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac de glace