


Anticorps Polyclonal Anti-Pde3A Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14432

Numéro d'article: CM0023920



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant PDE3A, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et la signalisation cAMP/cGMP.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PDE3A Lapin pAb
Remarques/Alias	HTNB; CGI-PDE; CGI-PDE A; CGI-PDE-A; PDE3A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5139
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 380-660 de PDE3A humaine (NP_000912.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14432
Poids Protéique	125kDa
Expédition	Sac de glace