

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pde3A Pour Wb, Ip, Elisa - Q9Z0X4

Numéro d'article: CM0029654

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PDE3A de souris, obtenu par immunisation avec un fragment recombinant (aa 550-700). Validé pour WB, IP, ELISA. Spécifique de la PDE3A de souris, une phosphodiesterase de l'AMPc inhibée par le GMPc impliquée dans la signalisation des nucléotides cycliques et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PDE3A Rabbit pAb
Remarques / Alias	HTNB; CGI-PDE; CGI-PDE A; CGI-PDE-A
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	5139
GeneID	54611
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 550-700 de la PDE3A de souris (NP_061249.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9Z0X4
Poids de la protéine	125 kDa
Expédition	Sachet de glace