


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pde3B Pour Wb, Elisa - Q13370

Numéro d'article: CM0025800



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PDE3B purifié par affinité, validé pour WB et ELISA. Détecte le PDE3B humain et de souris, une phosphodiesterase à double spécificité impliquée dans l'angiogenèse et la fonction cardiaque. Idéal pour un usage en recherche.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit      | PDE3B Lapin pAb                                                                                                              |
| Remarques/Alias     | HcGIP1; cGIPDE1; PDE3B                                                                                                       |
| Espèce              | Humain                                                                                                                       |
| ID de Gène (Humain) | 5140                                                                                                                         |
| ID de Gène          | 5140                                                                                                                         |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 400-660 du PDE3B humain (NP_000913.2) |
| Source              | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie           | Anticorps Polyclonaux                                                                                                        |
| Application         | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Réactivité Croisée  | Humain, Souris                                                                                                               |
| SWISS               | Q13370                                                                                                                       |
| Poids Protéique     | 124kDa                                                                                                                       |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                                 |