


Anticorps Polyclonal Anti-Pde4A Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27815

Numéro d'article: CM0019432



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PDE4A (phosphodiesterase 4A de l'AMP cyclique 3',5'-cyclique), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour les études de signalisation de l'AMPC et le criblage de médicaments.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-PDE4A
Remarques/Alias	PDE4; DPDE2; PDE46; PDE4A
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	5141
ID du gène	5141
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 325-410 de la PDE4A humaine (NP_001104777.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine, rat
SWISS	P27815
Poids moléculaire	98 kDa
Expédition	Sac de glace