

Anticorps Polyclonal Anti-Pde4C Pour If/Cci, Elisa - Q08493

Numéro d'article: CM0017898



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la PDE4C (phosphodiesterase 4C spécifique de l'AMPc) humaine. Validé pour IF/CCI et ELISA. Adapté aux études de signalisation par l'AMPc sur des échantillons humains et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	PDE4C pAb de lapin
Remarques / Alias	DPDE1, PDE21, PDE4C
Espèce cible	Humain
ID du gène (Humain)	5143
ID du gène	5143
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 638-712 de la PDE4C humaine (NP_000914.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	IF/CCI, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q08493
Poids de la protéine	80 kDa
Expédition	Sac de glace