

## Anticorps Polyclonal Anti-Pde4D Pour Wb Et Elisa - Q08499

Numéro d'article: CM0018722



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la PDE4D humaine, une phosphodiesterase spécifique de l'AMPc. Validé pour la WB et l'ELISA ; réagit également avec les protéines humaines et de rat. Idéal pour l'étude de la signalisation de l'AMPc et les applications de recherche associées.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | PDE4D Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Remarques/Alias    | DPDE3 ; PDE43 ; STRK1 ; ACRDYS2 ; HSPDE4D ; PDE4DN2 ; PDE4D                                                                         |
| Espèce             | Humaine                                                                                                                             |
| GeneID (humain)    | 5144                                                                                                                                |
| GeneID             | 5144                                                                                                                                |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 249-518 de la PDE4D humaine (NP_001184152.1) |
| Source             | Lapin                                                                                                                               |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                               |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Réactivité croisée | Homme, rat                                                                                                                          |
| SWISS              | Q08499                                                                                                                              |
| Poids moléculaire  | 91 kDa                                                                                                                              |
| Expédition         | Sac réfrigérant                                                                                                                     |