


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pde5A Pour Wb, Elisa - 076074

Numéro d'article: CM0028106



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PDE5A (phosphodiesterase spécifique du cGMP). Validé pour le WB et l'ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Utilisé dans l'étude des voies de signalisation du cGMP et de l'oxyde nitrique.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | PDE5A Rabbit pAb                                                                                                                |
| Remarques/Alias    | CN5A ; PDE5 ; CGB-PDE ; PDE5A                                                                                                   |
| Espèce             | Humain                                                                                                                          |
| GeneID (Humain)    | 8654                                                                                                                            |
| GeneID             | 8654                                                                                                                            |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-150 de la PDE5A humaine (NP_001074.2). |
| Source             | Lapin                                                                                                                           |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                           |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                             |
| SWISS              | 076074                                                                                                                          |
| Poids protéique    | 100 kDa                                                                                                                         |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                    |