

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pde6A Pour Wb, Elisa - P16499

Numéro d'article: CM0027185

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PDE6A (PDEA, RP43) pour WB et ELISA, réactif avec l'humain, la souris, le rat. Cible la sous-unité alpha de la phosphodiesterase cGMP des bâtonnets dans la recherche sur la transduction visuelle et la rétinite pigmentaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PDE6A Lapin pAb
Remarques/Alias	PDEA; RP43; CGPR-A; PDE6A
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5145
ID de gène	5145
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16499
Poids moléculaire	100kDa
Expédition	Sac de glace