

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pde6B Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P35913

Numéro d'article: CM0027841

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PDE6B de haute qualité validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit avec le PDE6B humain, souris et rat, une enzyme clé de la phototransduction. Idéal pour la recherche sur la vision.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PDE6B Lapin pAb
Remarques/Alias	rd1; PDEB; RP40; CSNB3; CSNBAD2; GMP-PDEbeta; PDE6B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5158
GeneID	5158
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-190 du PDE6B humain (NP_001138763.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35913
Poids moléculaire	98kDa
Expédition	Sac de glace