

Anticorps Polyclonal Anti-Pde6D Pour Wb, If/Icc, Elisa - O43924

Numéro d'article: CM0016962



Introduction

L'anticorps polyclonal anti-PDE6D de CamelBio (pAb de lapin), validé pour la WB, l'IF/ICC et l'ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude du transport des protéines prénylées et du ciblage ciliaire en recherche et en diagnostic. Approvisionnement tout-en-un en matières premières pour le DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb PDE6D de lapin
Remarques/Alias	PDED ; JBTS22 ; PDE6D
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	5147
ID du gène	5147
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-150 de la PDE6D humaine (NP_002592.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O43924
Poids moléculaire	17 kDa
Expédition	Sac de glace