


Anticorps Polyclonal Anti-Pde7A Pour Wb, Elisa - Q13946

Numéro d'article: CM0016459



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la phosphodiesterase 7A spécifique de l'AMPC de haute affinité, validé pour des applications WB et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la signalisation AMPC et de la biologie musculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-PDE7A
Remarques / Alias	HCP1 ; PDE7 ; PDE7A
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	5150
ID du gène	5150
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 345-456 de la PDE7A humaine (NP_002594.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13946
Poids de la protéine	56 kDa
Expédition	Sac de glace