


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pde8A Pour Wb, Elisa - O60658

Numéro d'article: CM0017232



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la PDE8A humaine, validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la signalisation de l'AMPc et la mort cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PDE8A Rabbit pAb
Remarques / Alias	HsT19550, PDE8A
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5151
GeneID	5151
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 120 de la PDE8A humaine (NP_002596.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	O60658
Poids de la protéine	93 kDa
Expédition	Sac de glace