


Polyclonal Anticorps Lapin Anti-Pdf Pour Wb Et Elisa - Q9Hbh1

Numéro d'article: CM0018048



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PDF validé pour WB et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Cible la peptide déformylase mitochondriale pour les études de biosynthèse protéique et le développement d'IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PDF Rabbit pAb
Remarques / Alias	PDF
Espèce	Humain
GeneID	64146
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 40-243 de la PDF humaine (NP_071736.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9HBH1
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Sachet de glace