


Anticorps Polyclonal Anti-Pdgfa Pour Ihc-P, Elisa - P04085

Numéro d'article: CM0021387



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PDGFA humain, validé pour IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Convient pour la recherche sur le développement, la prolifération cellulaire et la cicatrisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PDGFA Lapin pAb
Remarques/Alias	PDGF1; PDGF-A; PDGFA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5154
GeneID	5154
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-110 du PDGFA humain (NP_002598.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P04085
Poids de la protéine	24kDa
Expédition	Sac de glace