


Anticorps Polyclonal Anti-Pdgfb Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01127

Numéro d'article: CM0016764



Introduction

Anticorps polyclonal ciblant le PDGFB humain (sous-unité B du facteur de croissance dérivé des plaquettes), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec le rat ; détecte une bande de 27 kDa. Utile pour les études sur la prolifération cellulaire, l'angiogenèse et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	PDGFB Lapin pAb
Remarques/Alias	SIS; SSV; IBGC5; PDGF2; c-sis; PDGF-2; PDGFB
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5155
ID de gène	5155
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 140-241 du PDGFB humain (NP_002599.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P01127
Poids moléculaire	27kDa
Expédition	Sac de glace