


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pdgfb Pour Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P01127

Numéro d'article: CM0007606



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le PDGFB humain (P01127). Convient pour le WB, l'IHC-P, l'IF-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Validé avec un immunogène peptidique synthétique. Idéal pour les études de prolifération cellulaire et d'oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PDGFB Rabbit mAb
Remarques/Alias	SIS; SSV; IBGC5; PDGF2; c-sis; PDGF-2; PDGFB
Espèce	Humain
GeneID	5155
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 142-241 du PDGFB humain (NP_002599.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01127
Poids protéique	27 kDa
Expédition	Sac de glace