

Anticorps Polyclonal Anti-Pdgfc Pour Wb, Elisa - Q9Nra1

Numéro d'article: CM0018205

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PDGFC humain, validé pour WB et ELISA. Détecte le PDGFC humain, murin et de rat, un facteur de croissance impliqué dans le développement embryonnaire, l'angiogenèse et la cicatrisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PDGFC Rabbit pAb
Remarques/Alias	SCDGF ; FALLOTEIN ; PDGFC
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	56034
Identifiant du gène	56034
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 166-345 du PDGFC humain (NP_057289.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NRA1
Poids moléculaire de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace