

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pdgfd Pour Wb Et Elisa - Q9Gzp0

Numéro d'article: CM0019720

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine PDGFD humaine (IEGF, SCDGF-B). Validé pour Western blot et ELISA, avec réactivité croisée chez la souris. Adapté à la recherche sur la prolifération cellulaire, l'angiogenèse, la cicatrisation des plaies et l'oncogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PDGFD Rabbit pAb
Remarques / Alias	IEGF; SCDGFB; MSTP036; SCDGF-B; PDGFD
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	80310
Identifiant de gène	80310
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située entre les acides aminés 19 et 307 de la PDGFD humaine (NP_079484.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9GZP0
Poids de la protéine	43kDa
Expédition	Sac de glace