

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pdgfd Pour Wb, Elisa - Q9Gzp0

Numéro d'article: CM0025084

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PDGFD validé pour WB et ELISA avec réactivité humaine et souris. Cible le facteur de croissance dérivé des plaquettes D impliqué dans la prolifération cellulaire, la migration et l'angiogenèse. Convient pour la recherche sur le cancer et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PDGFD Lapin pAb
Remarques/Alias	IEGF; SCDGFB; MSTP036; SCDGF-B; PDGFD
Espèce	Humain
ID de Gène	80310
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 250-350 du PDGFD humain (NP_079484.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9GZP0
Poids Protéique	43kDa
Expédition	Sac de glace