

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pdgfd Pour Wb, Elisa - Q9Gzp0

Numéro d'article: CM0013058

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin anti-PDGFD validé pour WB et ELISA. Réagit avec le PDGFD humain, souris et rat. Idéal pour la recherche sur la prolifération cellulaire, le développement et la cicatrisation. Q9GZP0.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PDGFD Lapin pAb
Remarques/Alias	IEGF; SCDGFB; MSTP036; SCDGF-B; PDGFD
Espèce	Humain
GenelD (humain)	80310
GenelD	80310
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9GZP0
Poids Protéique	43kDa
Expédition	Sac de glace