

Anticorps Monoclonal Anti-Pdgfra Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P16234

Numéro d'article: CM0010439



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin PDGFRα validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reconnaît le PDGFRα (CD140A) humain, souris, rat. Immunogène recombinant (aa 24-528). Idéal pour la recherche sur le cancer et le développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PDGFRα Lapin mAb
Remarques/Alias	CD140A, PDGFR2, PDGFR-2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5156
GeneID	5156
Immunogène	Protéine recombinante (24-528aa du PDGFRα humain)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16234
Poids de la protéine	123kDa
Expédition	Sac de glace