

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pdgfra/Cd140A Conjugué À L'pour Cytométrie En Flux - P16234

Numéro d'article: CM0009595



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin conjugué à l', ciblant le PDGFR α /CD140a humain et murin. Validé pour la cytométrie en flux, idéal pour les études sur la signalisation des récepteurs tyrosine kinase et le développement biologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rabbit anti-Human/Mouse PDGFR α /CD140a mAb
Remarques / Alias	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2
Espèce cible	Humain
GeneID	5156
Immunogène	Protéine de fusion recombinante correspondant à la séquence d'acides aminés 24 à 524 du PDGFR α humain (NP_006197.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P16234
Poids de la protéine	24 kDa / 82 kDa / 123 kDa
Expédition	Sac isotherme