

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pdgfra/Pdgfr Alpha Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16234

Numéro d'article: CM0019715



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le PDGFR alpha humain (CD140a). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation des récepteurs tyrosine kinase, le cancer et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | PDGFR alpha Lapin pAb                                                                                                                                      |
| Remarques/Alias    | CD140A; PDGFR2; PDGFR-2; PDGFR alpha                                                                                                                       |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                                     |
| GeneID (humain)    | 5156                                                                                                                                                       |
| GeneID             | 5156                                                                                                                                                       |
| Immunogène         | Protéine recombinante, protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 896-1059 du PDGFR alpha humain (NP_006197.1) |
| Source             | Lapin                                                                                                                                                      |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                      |
| Application        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                   |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                                                        |
| SWISS              | P16234                                                                                                                                                     |
| Poids moléculaire  | 123kDa                                                                                                                                                     |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                                               |