


Anticorps Polyclonal Anti-Pdgfrb Pour Wb - P09619

Numéro d'article: CM0017703



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PDGFRB (P09619) pour Western blot, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines humaines, murines et de rat. Convient à la recherche et au développement en DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PDGFRB Rabbit pAb
Remarques/Synonymes	IMF1; KOGS; IBGC4; JTK12; PDGFR; PENTT; CD140B; PDGFR1; PDGFR-1; PDGFRB
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5159
Identifiant du gène	5159
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 900 à 1000 de la PDGFRB humaine (NP_002600.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P09619
Poids de la protéine	124 kDa
Expédition	Sac de glace