


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pdgfrb Pour Wb, If/Icc, Elisa - P09619

Numéro d'article: CM0002852



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le PDGFRB humain (CD140B). Validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Haute spécificité pour le PDGFRB ; réactivité croisée avec l'humain et la souris. Convient à l'étude des voies de signalisation du PDGF.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-PDGFRB
Remarques/Alias	IMF1; KOGS; IBGC4; JTK12; PDGFR; PENTT; CD140B; PDGFR1; PDGFR-1; PDGFRB
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5159
GeneID	5159
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1000-1106 du PDGFRB humain (P09619).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P09619
Poids de la protéine	124 kDa
Expédition	Sac de glace