


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pdgfrb Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09619

Numéro d'article: CM0020656



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PDGFRB humain (récepteur bêta du facteur de croissance dérivé des plaquettes). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines humaines, murines et de rat. Convient aux recherches sur l'angiogenèse, la prolifération cellulaire et la signalisation des récepteurs à activité tyrosine kinase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-PDGFRB
Remarques/alias	IMF1, KOGS, IBGC4, JTK12, PDGFR, PENTT, CD140B, PDGFR1, PDGFR-1, PDGFRB
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	5159
ID du gène	5159
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P09619
Poids moléculaire	124 kDa
Expédition	Sac réfrigérant