

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pdgfrl Pour Wb, Elisa - Q15198

Numéro d'article: CM0027660

Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin PDGFR (PDGRL/PRLTS) détecte la protéine de type récepteur du facteur de croissance dérivé des plaquettes humaine et murine, un suppresseur de tumeur. Convient pour WB et ELISA, 42 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PDGFR Lapin pAb
Remarques/Alias	PDGRL; PRLTS; PDGFR
Espèce	Humain
GenID (Humain)	5157
GenID	5157
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 15-205 du PDGFR humain (NP_006198.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15198
Poids de la Protéine	42kDa
Expédition	Sac de glace