

Anticorps Monoclonal Anti-Pdha1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P08559

Numéro d'article: CM0003875



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-PDHA1 de haute qualité validé pour les applications Western blot, immunofluorescence et ELISA. Spécifique de PDHA1 humain, de souris et de rat, une enzyme mitochondriale clé reliant la glycolyse et le cycle TCA. Adapté à la recherche métabolique et aux études sur les maladies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PDHA1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	PDHA; PDHAD; PHE1A; E1alpha; PDHCE1A; PDHA1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5160
GeneID	5160
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 50-150 de PDHA1 humain (P08559).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08559
Poids protéique	43kDa
Expédition	Sac isotherme