

Anticorps Monoclonal Anti-Pdha1 Pour Wb - P08559

Numéro d'article: CM0004488



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique de la PDHA1 humaine, adapté pour le WB et l'ELISA. Réactivité croisée avec la PDHA1 de souris. Cible une enzyme mitochondriale clé reliant la glycolyse et le cycle du TCA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-PDHA1 de lapin
Remarques / Alias	PDHA; PDHAD; PHE1A; E1alpha; PDHCE1A; PDHA1
Espèce	Humaine
ID du gène (Humain)	5160
ID du gène	5160
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 248-348 de la PDHA1 humaine (NP_000275.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, Souris
SWISS	P08559
Poids de la protéine	43kDa
Expédition	Sac de glace