

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pdha1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P08559

Numéro d'article: CM0018799



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le PDHA1 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour l'étude du complexe mitochondrial de la pyruvate déshydrogénase et du métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PDHA1 Rabbit pAb
Remarques/Synonymes	PDHA; PDHAD; PHE1A; E1alpha; PDHCE1A; PDHA1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5160
GeneID	5160
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30 à 390 du PDHA1 humain (NP_000275.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P08559
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac réfrigérant