

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pdha2 Pour Wb, If/Icc Et Elisa - P35487

Numéro d'article: CM0016013

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PDHA2, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Détecte une protéine mitochondriale de 43 kDa dans les testicules, adapté aux études sur le complexe pyruvate déshydrogénase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PDHA2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	Pdha1; PDHA2
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	5161
ID du gène (Souris)	18598
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 230-391 de la PDHA2 de souris (NP_032837.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	P35487
Poids de la protéine	43kDa
Expédition	Sac de glace