

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pdhb Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P11177

Numéro d'article: CM0009566



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la PDHB humaine, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche métabolique et au développement de tests.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-PDHB de lapin
Remarques / Alias	PDHBD; PHE1B; E1beta; PDHE1B; PDHE1-B; PDHB
Espèce	Humain
Identifiant génique (Humain)	5162
Identifiant génique	5162
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 260 et 359 de la sous-unité bêta de la pyruvate déshydrogénase E1 humaine (P11177).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11177
Poids de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace