

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pdhb Pour Wb Et Elisa - P11177

Numéro d'article: CM0026079



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin anti-PDHB validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte le PDHB humain, souris et rat. Convient pour la recherche sur le complexe pyruvate déshydrogénase, le métabolisme du glucose et les troubles mitochondriaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PDHB Lapin pAb
Remarques/Alias	PDHBD; PHE1B; E1beta; PDHE1B; PDHE1-B; PDHB
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5162
ID de gène	5162
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 du PDHB humain (NP_000916.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11177
Poids de la protéine	39kDa
Expédition	Sac de glace