

## Anticorps Polyclonal Anti-Pdia2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13087

Numéro d'article: CM0015289

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PDIA2 humain, adapté pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte les cibles humaines, murines et de rat. Utile pour l'étude des fonctions de chaperon du réticulum endoplasmique et de liaison aux œstrogènes.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | PDIA2 Lapin pAb                                                                                                               |
| Remarques/Alias    | PDI; PDA2; PDIP; PDIR; PDIA2                                                                                                  |
| Espèce             | Humain                                                                                                                        |
| GeneID (Humain)    | 64714                                                                                                                         |
| GeneID             | 64714                                                                                                                         |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 326-525 du PDIA2 humain (NP_006840.2). |
| Source             | Lapin                                                                                                                         |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                         |
| Application        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                             |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                           |
| SWISS              | Q13087                                                                                                                        |
| Poids moléculaire  | 58kDa                                                                                                                         |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                  |