

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pdia4 - P13667

Numéro d'article: CM0027516



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PDIA4 humain (ERP70/ERP72). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur l'isomérase disulfure de protéines et le stress du réticulum endoplasmique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PDIA4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ERP70 ; ERP72 ; ERp-72 ; PDIA4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9601
GeneID	9601
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200-300 du PDIA4 humain (NP_004902.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13667
Poids Moléculaire de la Protéine	73 kDa
Expédition	Sac de glace