

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Pdia6 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q15084

Numéro d'article: CM0009676



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité ciblant le PDIA6 humain (ERP5/P5), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit croisé avec la souris et le rat ; convient pour l'étude du stress du RE, de la réponse aux protéines mal repliées et de la fonction plaquettaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PDIA6 Lapin mAb
Remarques/Alias	P5, ERP5, TXNDC7, PDIA6
Espèce	Humain
ID de gène	10130
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du PDIA6 humain (NP_005733.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15084
Poids moléculaire	48kDa
Expédition	Sac de glace