

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pdia6 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q15084

Numéro d'article: CM0024829



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le PDIA6 humain (ERP5/P5). Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les plaquettes et le stress du RE. ~48 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PDIA6 Lapin pAb
Remarques/Alias	P5, ERP5, TXNDC7, PDIA6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10130
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-300 du PDIA6 humain (NP_005733.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15084
Poids protéique	48kDa
Expédition	Sac de glace