

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Pdk1/Pdhk1 Pour Wb, Elisa - Q15118

Numéro d'article: CM0004948



Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant dirigé contre le PDK1/PDHK1 humain (Q15118), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour l'étude du métabolisme du glucose et de la signalisation de l'hypoxie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PDK1/PDHK1 Lapin mAb
Remarques/Alias	PDK1; pyruvate dehydrogenase kinase 1; PDK1/PDHK1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5163
GeneID	5163
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du PDK1/PDHK1 humain (Q15118).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15118
Poids Protéique	49kDa
Expédition	Sac de glace