

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pdk1/Pdhk1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q15118

Numéro d'article: CM0008755



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre PDK1/PDHK1, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour l'étude du métabolisme du glucose, de l'hypoxie et de la fonction mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-PDK1/PDHK1
Remarques/Alias	PDK1 ; kinase 1 de la pyruvate déshydrogénase ; PDK1/PDHK1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	5163
ID du gène	5163
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q15118
Poids de la protéine	49 kDa
Expédition	Sac de glace