

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pdk1/Pdhk1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q15118

Numéro d'article: CM0015701



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la PDK1/PDHK1 (pyruvate déshydrogénase kinase 1) humaine. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la régulation du métabolisme glucidique et de la réponse à l'hypoxie. ~49 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PDK1/PDHK1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PDK1 ; PDK1/PDHK1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	5163
Identifiant de gène	5163
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 337-436 de la PDK1/PDHK1 humaine (NP_002601.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15118
Poids de la protéine	49kDa
Expédition	Sac de glace