


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pdk1/Pdpk1 Pour Wb Et Elisa - O15530

Numéro d'article: CM0023024



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PDK1/PDPK1, adapté au Western blot et à l'ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour l'étude de la signalisation de l'insuline, de la prolifération cellulaire et des voies de survie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PDK1/PDPK1 pAb de lapin
Remarques/Alias	PDK1, PDPK2, PDPK2P, PRO0461, PDK1/PDPK1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	5170
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 409 à 556 de la PDK1/PDPK1 humaine (NP_002604.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine, rat
SWISS	O15530
Poids moléculaire	63 kDa
Expédition	Sac de glace