

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pdk2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q15119

Numéro d'article: CM0012657



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin hautement spécifique ciblant la PDK2 humaine (kinase 2 de la pyruvate déshydrogénase). Validé pour WB, IHC-P et ELISA ; réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme et le diabète.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-PDK2
Remarques/Alias	PDHK2 ; PDKII ; PDK2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5164
GeneID	5164
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 308 et 407 de la PDK2 humaine (Q15119).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	Q15119
Poids moléculaire	39 kDa/46 kDa
Expédition	Sac réfrigérant