

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pdk2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q15119

Numéro d'article: CM0026357



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PDK2 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte la PDK2 humaine, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la régulation du métabolisme du glucose et des acides gras.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PDK2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PDHK2; PDKII; PDK2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5164
GeneID	5164
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 128-407 de la PDK2 humaine (NP_002602.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15119
Poids de la protéine	46 kDa
Expédition	Sac de glace