

Anticorps Polyclonal Anti-Pdk3 Pour Wb, Elisa - Q15120

Numéro d'article: CM0018537



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PDK3 humaine, validé pour le Western blot et l'ELISA. Cible l'isoenzyme 3 de la pyruvate déshydrogénase kinase mitochondriale, un régulateur du métabolisme du glucose et de la respiration aérobie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PDK3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CMTX6 ; GS1-358P8.4 ; PDK3
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5165
GeneID	5165
Immunogène	Protéine recombinante, protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 137-406 de la PDK3 humaine (NP_005382.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q15120
Poids moléculaire	47 kDa
Expédition	Poche de glace